


# Rotaid WANDHALTERUNGEN FÜR DIE HeartSave FAMILIE


## AED WANDHALTER Rotaid PLUS FÜR DEN INNENBEREICH



Mit einer einfachen Drehbewegung kann der Rotaid leicht, schnell und intuitiv geöffnet werden. Die Abdeckung ist mit Hilfe eines Haltegurtes an der Rückwand des Rotaid befestigt und muss so im Einsatzfall nicht weiter beachtet werden. Der Ersthelfer erhält sofort vollen Zugriff auf den AED.

### EIGENSCHAFTEN Rotaid PLUS


- ▶ 100% Polycarbonat mit einer Dicke von 5 mm für einen soliden Wasser- und Staubschutz
- ▶ UV Filter in der Abdeckung um gegen direkte und indirekte Sonneneinstrahlung zu schützen
- ▶ Der Rotaid Plus kann optional mit einem sichtbaren und akustischen Alarm ausgestattet werden (85 dB)
- ▶ Abmessungen: 47cm x 47cm x 18 cm
- ▶ Gewicht: 2,1 kg
- ▶ Schutzklasse IK10 (Stoßfestigkeitsgrad)



# AED WANDHALTER Rotaid SOLID PLUS FÜR DEN AUSSENBEREICH

## EIGENSCHAFTEN Rotaid SOLID PLUS

- ▶ Ausgestattet mit einer Heizvorrichtung: Die Heizvorrichtung ermöglicht eine Innentemperatur von mindestens 5°C, auch wenn die Außentemperatur auf -30° sinkt
- ▶ 100% Polycarbonat mit einer Dicke von 5 mm für einen soliden Wasser- und Staubschutz
- ▶ UV Filter in der Abdeckung um gegen direkte und indirekte Sonneneinstrahlung zu schützen
- ▶ Der Rotaid SOLID PLUS ist mit einem sichtbaren und akustischen Alarm ausgestattet (85 dB)
- ▶ Abmessungen: 47cm x 47cm x 18 cm
- ▶ Gewicht: 7,1 kg
- ▶ Schutzklasse IP54
- ▶ Schutzklasse IK10 (Stoßfestigkeitsgrad)



## Rotaid PLUS OFFEN



### METRAX GmbH

Rheinwaldstr. 22  
D-78628 Rottweil  
Germany

Tel.: +49 741 257-0  
Fax: +49 741 257-235  
info@primedic.com

[www.primedic.com](http://www.primedic.com)



**PRIMEDIC**  
Saves Life. Everywhere.